

## FICHA TÉCNICA ELECTROGYM ANÁLOGA 16 ELECTRODOS

### INCLUYE:

16 Electrodo BCI-016

8 Cables para Electrodo BCI-017

1 juego de 6 Bandas Elásticas BCI-019

Cable de Poder BCI-018



Equipo análogo para estimulación muscular a través de corrientes farádicas (bipolar) de baja frecuencia. Cuenta con 7 programas automáticos que permiten incrementar la fibra y definir el tono muscular, estimular y relajar los músculos, tratar dolores musculares, contribuir a la quema de calorías y al mejoramiento de la circulación sanguínea. Disponible en presentación de 8 canales y 16 electrodos.

PARÁMETROS	VALOR
Canales	8 Canales con aislamiento galvánico y núcleo independiente.
Consumo de potencia máxima	35 Watts
Control de ganancia	Control de ganancia análogo
Corriente máxima por canal	20 mA
Duración de pausa máximo	1 segundo
Duración de pausa mínimo	0,1 segundos
Forma de onda	Farádica
Frecuencia máxima	140 Hz
Frecuencia mínima	70 Hz
Interfaz de usuario	Indicadores luminosos tipo led
Interfaz de control	Teclado digital
Normas de referencia	"NIC-IEC 60601-1 NTC-IEC 60601-2-10"
Rampa de bajada máxima	2 segundos
Rampa de bajada mínima	0,5 segundos
Rampa de subida máxima	1,5 segundos
Rampa de subida mínima	0,1 segundos
Voltaje de alimentación	110-120 VAC
Voltaje máximo de salida	60 Voltios pico +/- 5%
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	13 cm X 32,2 cm X 23 cm
Peso	10 Kg