

## ELECTROGYM II

### INCLUYE:

16 Electrodo BCI-016

8 Cables para Electrodo BCI-017

1 Juego de 6 Bandas Elásticas BCI-019

Pedestal BCI-043

Cable de Poder BCI-018



Es un dispositivo médico profesional electrónico-digital para estimulación muscular a través de corrientes farádicas (bipolar) de baja frecuencia que permite reducir, tonificar, rejuvenecer la piel, incrementar la fibra muscular, reducir la celulitis, tratar dolores musculares, quemar grasa, mejorar la circulación y la retención de líquidos. Cuenta con 9 programas automáticos de alta precisión: Drenaje, Tonificación, Lipólisis, T.E.N.S., Lifting, Hipertrofia, Obesidad Celulitis y Post-operatorio. Disponible en presentación de 8 canales y 16 electrodos.

## ELECTROGYM II

PARÁMETROS	VALOR
Canales	8 Canales con alistamiento galvánico y núcleo independiente.
Consumo de potencia máxima	40 Watts
Corriente máxima por canal	10 mA
Duración de pausa máximo	1 segundo
Duración de pausa mínimo	0,1 segundos
Duración del estímulo máximo	Continuo
Duración del estímulo mínimo	0,1 segundos
Forma de onda	Modulación en frecuencia Onda rectangular
Frecuencia máxima	285 Hz
Frecuencia mínima	25 Hz
Interface de usuario	Pantalla de cristal líquido monocromática gráfica de 128x64 pixeles. Teclado digital
Limitador de potencia de	Activo/Inactivo de acuerdo al
Normas de referencia	NTC-IEC 60601-1 NTC-IEC 60601-2-10 NTC-IEC 60601-1-4
Rampa de bajada máxima	2 segundos
Rampa de bajada mínima	0,5 segundos
Rampa de subida máxima	1,5 segundos
Rampa de subida mínima	0,1 segundos
Voltaje de alimentación	110-120 VAC
Voltaje máximo de salida	60 Voltios pico +/- 5%
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	16 cm X 32 cm X 33 cm
Peso	14 Kg